

## Návod k obsluze a reklamační řád



Distributor pro ČR:  
Martina Grošupová - Vitalshop, Brněnská 2577, 470 06 Česká Lípa  
Doručovací adresa: Vitalshop.cz, Poříční 1918, 470 01 Česká Lípa  
IČO: 726 37 765, DIČ: CZ7859062321  
e-mail: vitalshop@vitalshop.cz, [www.vitalshop.cz](http://www.vitalshop.cz), tel. 487 837 526,  
fax: 487 524 652  
Živnostenský list č.j. 53377/01/2, event.č. 350101-13051-02.

Tento návod k použití obsahuje důležité informace a měl by být trvale k dispozici.

**POZOR!!!** Tento přístroj nesmí používat lidé s lékařským implantátem, jako např. s podpůrným srdečním přístrojem. Tento přístroj využívá slabý elektrický proud, který může ovlivnit činnost druhého přístroje. Tento přístroj je odrušen podle EC nařízení 89 / 336 / EC.

Vámi zakoupený výrobek obsahuje baterie. Dbejte následujících pokynů. Baterie nesmí do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen odevzdat baterie na sběrném místě vaší obce, městské části nebo v obchodě, aby mohly být zpracovány šetrně k životnímu prostředí.



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### 1. Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si, prosím, přečtěte tento návod k obsluze a dobře jej uschovejte. Tento přístroj je osobní váhou s měřením tělesného tuku s pamětí pro 4 osoby. Tato váha rozlišuje **dospělý mód** (od 18ti do 99ti let), **dětský mód** (děti od 5ti let do 17ti let), **atletický mód** (pro osoby, které 10 hodin týdně pravidelně alespoň rok trénují).

Na základě odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu tzv. metodou bioelektrické impedance (BIA) změří skutečné **procento podílu tělesného tuku**. Tento přístroj navíc zobrazuje tzv.: "rozmezí zdravého tělesného tuku", navíc měří procentuelní podíl tělesné vody, DCI (kalorie potřebné pro výměnu látek), MUSCLE MASS (svalovou hmotu), PHYSIQUE RATING (hodnocení fyzické kondice), viscerální tuk, hmotnost kostí - viz. příloha.

### 2. Návod k obsluze:

Před prvním použitím: Vložte dodané baterie. Dbejte na správnou polarizaci. Postavte přístroj na rovnou pevnou plochu (nejlépe podlaha, koberec není vhodný).

Před prvním měřením musíte zadat Vaše základní osobní údaje pro určení podílu tělesného tuku:

- \* Stiskněte tlačítko -SET-, na displeji se objeví číslice 1234.
- \* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte své osobní číslo a uložte -SET-.
- \* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte svůj věk a uložte -SET-.
- \* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte, zda se jedná o ženu ( levý symbol ) nebo muže nebo atleta ženu nebo muže (pravý symbol) a uložte stisknutím tlačítka -SET-.
- \* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte svou výšku - pro rychlé nastavení přidržte tlačítko a uložte stisknutím tlačítka -SET-.
- \* Pomocí tlačítka se šipkou určete svůj „Stupeň pohyblivosti“ potřebný pro určení DCI – potvrďte stisknutím tlačítka -SET-:

LEVEL 1 – neaktivní životní styl (málo nebo vůbec cvičení)

LEVEL 2 – mírně aktivní životní styl (příležitostné cvičení)

LEVEL 3 – dospělý člověk často fyzicky aktivní (při nastavení módu Atlet se automaticky nastaví LEVEL 3.)

Vaše osobní údaje jsou nyní uloženy. Opakujte tyto kroky pro zadání osobních údajů ostatních členů rodiny. Zadané hodnoty několik vteřin blikají pro potvrzení a poté přístroj automaticky vypne. Pokud při nastavování uděláte chybu, je možné přístroj vypnout tlačítkem OFF.

Měření tělesných hodnot:

\* Zujte si boty a ponožky.

\* Stiskněte tlačítko se šipkou dolů pro výběr Vašeho osobního tlačítka (1 - 4). Stiskněte -SET- pro potvrzení.

\* Na displeji se objeví Vaše uložené údaje, čekejte, na displeji se objeví 0,0 , postavte se na váhu, přístroj ukáže Vaši hmotnost (kg). (pokud stoupnete dříve, než se objeví 0,0, váha nemůže měřit, ukáže ERROR.)

\* Zůstaňte stát, analyzátor měří nyní tělesné hodnoty.

\* Ukáže se podíl tělesného tuku (%) + rozmezí zdravého těl. tuku.

\* Sestupte z váhy, objeví se střídavě 3x Vaše naměřené hodnoty.

Upozornění: následující hodnoty se zobrazí pouze v dospělém módu (17-99 let)

\* Stiskněte šipku nahoru, ukáže se procento naměřené tělesné vody – TBW (symbol s kapkami na těle).

\* Stiskněte šipku nahoru, ukáže se množství svalové hmoty (kg) (symbol postavy s činkami - Muscle Mass (uprostřed), čekejte, ukáže se Physique Rating – číslice od 1 do 9.

\* Stiskněte šipku nahoru, ukáže se množství kalorií požadovaných k Vaší základní metabolické intenzitě (kcal), čekejte, ukáže se množství kJ - DCI (symbol postavy s + a -),

\* Stiskněte šipku nahoru, zobrazí se hmotnost kostí - Bone Mass (postava se zvýrazněnou kostrou)

\* Stiskněte šipku nahoru, ukáže se hodnocení viscerálního tuku - Visceral fat.

Funkce RECALL: při zobrazení aktuálních (CURRENT) výsledků lze stisknout SET pro zobrazení předchozích (PREV.) naměřených hodnot. Stisknutím SET se vrátíte do "aktuálních" výsledků.

Upozornění: Pro děti od 5 – 17 let váha zobrazí hmotnost a % tělesného tuku.

Tlačítko "host": při nastavení osobních údajů pro "host" použijte tlačítko u nápisu "GUEST".

Postupujte stejně jako při předchozím nastavování.

Prostá funkce vážení: stiskněte tlačítko OFF, na displeji se zobrazí 0,0 a stoupněte na váhu.

### 3. Údržba

Nerozebírejte přístroj a neoplachujte jej vodou. Otřete občas přístroj měkkou utěrkou. Nikdy na přístroj neskákejte. Pokud vkládáte nové baterie, měňte vždy všechny čtyři. Váha se dodává s bateriemi. Jejich doba použití může být zkrácená. Nová baterie vydrží při denním používání 1 rok. Odstranění závad: Pokud se na displeji se neobjeví žádný údaj, naprogramujte své údaje. Pokud se na displeji objeví záporná hodnota, stiskněte před novým vážením své osobní tlačítko nebo tlačítko vážení. Pokud se neukáže podíl tělesného tuku, zvažte se znovu a stůjte klidně. Pokud se na displeji objeví LO, znamená slabé baterie.

Upozornění: Měření nemusí být úplně přesné u dětí mladších pěti let, starších 70ti let, těhotných žen, lidí podrobujících se dialýze a lidí trpících na otoky.

### 4. Technické údaje

Nejvyšší kapacita: 150 kg

Přesnost měření/stupnice dělená po: 100 g

Stupnice podílu tuku: 0,1 %

Stupnice podílu vody: 0,1 %

Stupnice podílu svalové hmoty: 100 g

Hmotnost kostí: 100 g

Denní příjem kalorií – kcal/kJ

Měřicí proud: 50 kHz 500 uAmaxim, al

Příkon: baterie (součástí)

Spotřeba: 60mA

### 5. Reklamační řád

Záruční podmínky: Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Reklamacie uplatněná během záruční doby bude vyřízena opravou nebo výměnou. Záruka se vztahuje na správnou funkci výrobku, výrobní a materiální vady. Záruka se nevztahuje na vady vyvolané neodborným zásahem, vady způsobené vnějšími vlivy, to je nárazem, nešetrným zacházením apod., vady vzniklé použitím nekvalitního napájecího článku.

Reklamacie:

1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do tří dnů a to písemnou formou ( e-mail ).

2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou, bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady.

3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady ( druh, čím se projevují ).

ZÁRUČNÍ LIST (BC-532)

Datum prodeje:      Razítko:      Datum reklamace: